


sistema artex®

Sistema Artex® - armoniza la función entre odontólogo, laboratorio dental y paciente.



Para el ajuste máximo de prótesis dentales funcionales, el articulador es imprescindible. Los principales desafíos consisten en registrar rápida y exactamente la situación maxilar del paciente, transmitiendo los datos correspondientes sencillamente entre odontólogo y técnico dental.

Artex® es conocido a nivel mundial como sistema confiable, siendo un medio auxiliar y eficaz tanto para odontólogos como para técnicos dentales registrando situaciones estéticas en boca 1:1 y simulando los movimientos de la mandíbula. El sistema se orienta en su estructura modular a las necesidades existentes, ofreciendo con ello una flexibilidad máxima.

**El sistema Artex®:
Para una armonía óptima entre odontólogo y técnico.
Para una confianza y exactitud máxima; para un perfecto servicio al paciente.**

sistema artex®

Sistema de alto desempeño y precisión para la simulación de movimientos de la mandíbula



Componentes del sistema Artex®



SUS VENTAJAS

- + Sistema completo**
 - _ Sencilla transferencia del arco facial al articulador
 - _ Transferencia rápida y segura de valores del paciente entre consultorio y laboratorio
- + Compatibilidad del sistema**
 - _ Sistema integral, es decir, todos los articuladores Artex son compatibles gracias a la calibración a través de Splitex
 - _ Sencillo de aprender
- + Modular**
 - _ Diseño inteligente y modular
 - _ Diseñado para todas las indicaciones
- + Exacto**
 - _ Fabricado con materiales resistentes de gran estabilidad y mínimas discrepancias
- + Eficacia probada**
 - _ Sistema probado con más de 100.000 usuarios
 - _ 25 años de experiencia bajo cada articulador