



Accesorios para cerámica

ATENCIÓN: Antes de usar las bandejas y los soportes por primera vez, precaliente a 980°C bajo vacío durante 5 minutos.



Pin para bandeja cerámica tipo A



Pin para bandeja cerámica tipo B



Pin para bandeja cerámica tipo C



Pin para bandeja cerámica tipo D



Pin para bandeja cerámica tipo E



Pin para bandeja cerámica tipo F



ATENCIÓN: Antes de usar las bandejas y los soportes por primera vez, precaliente a 980°C bajo vacío durante 5 minutos.



Almohadilla para cocción de cerámica



Base portacerámica



Kit base + 10 pines multibrazo



Kit 5 pines multibrazo



Spider Tray



Thermo Tray