

Fresar en el nivel más alto

Nuevo



Master
S2



S Technology

made in Germany por Schick.
Técnica de fresado en el
nivel más alto.

 **SCHICK**
Dentalgeräte

S Master 2

 **SCHICK**
Dentalgeräte

Georg Schick Dental GmbH
Lehenkreuzweg 12
D-88433 Schemmerhofen
Telefon +49 (0) 7356 9500-0
Telefax +49 (0) 7356 9500-95
Email: info@schick-dental.de
www.schick-dental.de

Características:

- Husillo portafresa sin C Master sin colector
- Par de torsión muy alta en todos los niveles de revoluciones
- Accionamiento muy tranquilo y libre de vibraciones
- Alta exactitud de centrada
- Tensión magnética para la mesa de modelado
- Marcha a derecha / izquierda
- Tope de profundidad con tornillo o micrométrico
- Indicación integrada y digital del número de revoluciones
- Óptima visibilidad gracias a la luz LED integrada

Accesorios:



Ángulo variable
N° de art. 2506



Mesa de model
N° de art. 2407



Husillo de medir
N° de art.. 2250



Taacogida
N° de art.. 2509



Taza de fresado
N° de art.. 2507



Aro de adaptación
N° de art.. 2508



Set de fresado completo para cerámica opcional



Mesa de coordenadas
N° de art.. 2505