



SilaPress

SilaPress es la resina de uso universal entre las resinas para prótesis polimerizables en frío. Está especialmente indicada para aquellos protésicos que quieran cubrir todas las aplicaciones con un solo tipo de resina.

Indicaciones:

- Prótesis completas superiores e inferiores
- Complemento de prótesis con base colada sobre modelo
- Rebase indirecto
- Prótesis parciales superiores e inferiores
- Complementos y reparaciones

SilaPress è la più versatile tra le resine per protesi polimerizzanti a freddo ed è indicata per gli odontotecnici che vogliono utilizzare una sola resina per tutte le applicazioni.

Indicazioni:

- *Protesi per mascellare superiore ed inferiore*
- *Completamento di protesi scheletrate*
- *Ribasatura indiretta*
- *Protesi parziali per mascellare superiore ed inferiore*
- *Integrazioni e riparazioni*

SilaPress líquido, 1000 ml, incoloro REF 253000
SilaPress liquido, 1000 ml, incoloro

SilaPress polvo, 1000 g, rosado REF 253010
SilaPress polvere, 1000 g, rosa

SilaPress polvo, 1000 g, rosado opaco REF 253011
SilaPress polvere, 1000 g, rosa opaco

SilaPress polvo, 1000 g, transparente REF 253012
SilaPress polvere, 1000 g, trasparente

SilaPress set, 100 g + 100 ml, rosado REF 253020
SilaPress set, 100 g + 100 ml, rosa

SilaPress set, 100 g + 100 ml, rosado opaco REF 253021
SilaPress set, 100 g + 100 ml, rosa opaco

SilaPress set, 100 g + 100 ml, transparente REF 253022
SilaPress set, 100 g + 100 ml, trasparente



SilaPress Vario

SilaPress Vario es una resina para prótesis polimerizable en frío que dispone de un tiempo de manipulación prolongado. Esta resina de uso universal le permite al usuario, gracias a su largo tiempo de elaboración, trabajar sin estrés.

Indicaciones:

- Prótesis completas superiores e inferiores
- Complemento de prótesis con base colada sobre modelo
- Rebase indirecto
- Prótesis parciales superiores e inferiores
- Complementos y reparaciones

SilaPress Vario è una resina per protesi polimerizzante a freddo con un tempo di lavorazione prolungato. Questa resina universale, grazie al suo lungo tempo di lavorazione, permette all'utilizzatore di lavorare senza stress.

Indicazioni:

- *Protesi per mascellare superiore ed inferiore*
- *Completamento di protesi scheletrate*
- *Ribasatura indiretta*
- *Protesi parziali per mascellare superiore ed inferiore*
- *Integrazioni e riparazioni*

SilaPress Vario líquido, 1000 ml, incoloro REF 253100
SilaPress Vario liquido, 1000 ml, incolore

SilaPress Vario polvo, 1000 g, rosado REF 253110
SilaPress Vario polvere, 1000 g, rosa

SilaPress Vario polvo, 1000 g, rosado opaco REF 253111
SilaPress Vario polvere, 1000 g, rosa opaco

SilaPress Vario polvo, 1000 g, transparente REF 253112
SilaPress Vario polvere, 1000 g, trasparente

SilaPress Vario set, 100 g + 100 ml, rosado REF 253121
SilaPress Vario set, 100 g + 100 ml, rosa

SilaPress Vario set, 100 g + 100 ml, rosado opaco REF 253122
SilaPress Vario set, 100 g + 100 ml, rosa opaco

SilaPress Vario set, 100 g + 100 ml, transparente REF 253123
SilaPress Vario set, 100 g + 100 ml, trasparente





SilaDon

SilaDon es una resina económica para prótesis exenta de cadmio y de calidad superior. Está indicada para todos los trabajos corrientes de polimerización en caliente.

Indicaciones:

- Confección de prótesis superiores e inferiores mediante el procedimiento de puesta en mufla

SilaDon è una resina economica per protesi, priva di cadmio, con la qualità Premium, indicata per tutti i comuni lavori di polimerizzazione a caldo.

Indicazioni:

- *Protesi per mascellare superiore ed inferiore per la tecnica di pressatura*

SilaDon liquido, 1000 ml, incoloro REF 253200
SilaDon liquido, 1000 ml, incolore

SilaDon polvo, 1000 g, rosado REF 253210
SilaDon polvere, 1000 g, rosa

SilaDon polvo, 1000 g, rosado opaco REF 253211
SilaDon polvere, 1000 g, rosa opaco

SilaDon polvo, 1000 g, transparente REF 253212
SilaDon polvere, 1000 g, trasparente



SilaDon set, 100 g + 100 ml, rosado REF 253221
SilaDon set, 100 g + 100 ml, rosa

SilaDon set, 100 g + 100 ml, rosado opaco REF 253222
SilaDon set, 100 g + 100 ml, rosa opaco

SilaDon set, 100 g + 100 ml, transparente REF 253223
SilaDon set, 100 g + 100 ml, trasparente



SilaPress Veins

Fibras de viscosa para entremezclar en las resinas para prótesis y lograr así un efecto veteado. Indicadas para resinas polimerizables en frío y en caliente.

Fibre da inserire nelle resine per protesi per creare un effetto venato. Indicate per essere miscelate alle resine per protesi, sia polimerizzanti a freddo che a caldo.

SilaPress Veins, 5 g REF 253500

SilaPress Bonding

Líquido Bonding para una unión perfecta entre la resina para prótesis SilaPress y dientes prefabricados altamente reticulados.

Liquido bonder per una perfetta unione tra i denti preconfezionati e la resina per protesi SilaPress.

SilaPress Bonding, 20 ml

REF 253501



Mufla SilaPress S

SilaPress muffola S

Mufla para el vertido de silicona en la técnica de vertido de resinas. Dispone de una parte superior transparente de plástico, placa base de acero inoxidable, base inferior integrada para la limpieza de los dientes en una unidad de calentado y tubo de perforación.

Muffola per la tecnica di duplicazione in silicone per la colata della resina nella protesi mobile. Con coperchio in plastica trasparente, base in acciaio inox, base porta elementi per il lavaggio e tubo di connessione per il canale di colata.

Mufla SilaPress S SilaPress muffola S

REF 253502



Mufla SilaPress G

SilaPress muffola G

Mufla de dos partes para el vertido de gelatina en la técnica de vertido de resinas. Dispone de una parte superior transparente de plástico y tubo de perforación.

Muffola composta da due pezzi per la duplicazione in gelatina per la colata della resina nella protesi mobile. Con coperchio in plastica trasparente e tubo di connessione per il canale di colata.

Mufla SilaPress G SilaPress muffola G

REF 253503





Juego de inicio silicona de moldeo

Starter-Set-silicone

Juego de acceso a la técnica de vertido de resinas con silicona.

Contenido: 1 kg de polvo SilaPress, 1 l de líquido SilaPress, 2 x 1,0 kg de Kontursil A + B, 20 ml de SilaPress Bonding, 0,5 l de Marmosep K, 1 mufla SilaPress S*.

Set per la tecnica di duplicazione in silicone per la colata della resina nella protesi mobile.

Contenuto: 1 kg SilaPress - Polvere, 1 l SilaPress - Liquido, 1 x 1,0 kg Kontursil A + B, 20 ml SilaPress - Bonder, 0,5 l Marmosep K, SilaPress muffola S*.

Juego de inicio silicona de moldeo, REF 253300
polvo = SilaPress rosado

Starter-Set-silicone, polvere = SilaPress rosa

Juego de inicio silicona de moldeo, REF 253301
polvo = SilaPress rosado opaco

Starter-Set-silicone, polvere = SilaPress rosa opaco

Juego de inicio silicona de moldeo, REF 253302
polvo = SilaPress transparente

Starter-Set-silicone, polvere = SilaPress trasparente



Juego de inicio gel duplicador

Starter-Set-gelatina

Juego de acceso a la técnica de vertido de resinas con gelatina.

Contenido: 1 kg de polvo SilaPress, 1 l de líquido SilaPress, 3 kg de Marmogel, 20 ml de SilaPress Bonding, 0,5 l de Marmosep K, 1 mufla SilaPress G*.

Set per la tecnica di duplicazione in gelatina per la colata della resina nella protesi mobile.

Contenuto: 1 kg SilaPress Polvere, 1 l SilaPress Liquido, 3 kg Marmogel, 20 ml SilaPress Bonder, 0,5 l Marmosep K, SilaPress muffola G*.

Juego de inicio gel duplicador, REF 253350
polvo = SilaPress rosado

Starter-Set-gelatina, polvere = SilaPress rosa

Juego de inicio gel duplicador, REF 253351
polvo = SilaPress rosado opaco

Starter-Set-gelatina, polvere = SilaPress rosa opaco

Juego de inicio gel duplicador, REF 253352
polvo = SilaPress transparente

Starter-Set-gelatina, polvere = SilaPress trasparente

*La mufla es opcionalmente adquirible y no es componente del conjunto de inicio.

*La mufla é disponibile come optional non la parte dello starter set