


Carta de Formas y Colores Dientes Vertex™ Quint




Vertex™ Quint Diente de resina sintética Formas Anteriores Superiores

Cuadrado



Vertex™ Quint Diente de resina sintética Formas Anteriores Superiores

Ovalado




Ventajas del Diente Vertex™ Quint:

- Excelentes características de adhesión a las Resinas Acrílicas Vertex™ para base de dentaduras
- Amplia gama de modelos
- Disponible en colores desde el A1 al D4
- Innovador concepto de 5 capas
- Fácil de pulir con efecto color cerámica con consistencia cervical
- Doble reticulado y alto peso molecular

Vertex™ Quint Diente de resina sintética


Formas Anteriores Superiores

Triangular




Vertex™ Quint Diente de resina sintética

Formas Anteriores Inferiores












Medidas Anteriores



Todas las dimensiones con en milímetros


Vertex™ Quint Diente de resina sintética Formas Posteriores






Medidas posteriores

08



15



Todas las dimensiones son en milímetros

Vertex™ Quint Diente de resina sintética - Articulaciones Combinadas

Anteriores		Posteriores			
Superior	Inferior	A	B	C	D
M1	AL1	8	12	11	14
M2	AL2	8	13	11	14
M3	AL4	7	13		15
M4	AL11	9	7		15
M5	AL8/AL9	10	9		15
R1	AL1	8	12	11	14
R2	AL2	7	13	11	14
R3	AL5/AL5	9	13	11	15
R4	AL6	9	7		15
R5	AL9/AL10	10	9		15
R6	AL7/AL11	9	7		15
R7	AL3	8	13	11	14
R8	AL11	7	9	13	15
R9	AL12/AL11	7	8	13	14
J1	AL1	8	11	12	14
J2	AL2	8	11	12	14
J3	AL12	7	9	11	14
J4	AL11/AL12	9	7	10	15
J5	AL9/AL10	10	9	7	15
J6	AL7/AL11	10	9	7	15

Vertex™ Quint Synthetic Dientes de resina - Colores

Disponible en 16 colores:

A1, A2, A3, A3.5, A4

B1, B2, B3, B4

C1, C2, C3, C4

D2, D3, D4

Las dimensiones con en milímetros.

Los dientes Vertex™ Quint cumplen con la norma EN-ISO 22112:2006 y no son fluorescentes.

Vertex Dental

Vertex-Dental B.V.

Johan van Oldenbarneveltlaan 62 | 3705 HJ Zeist
P.O. Box 10 | 3700 AA Zeist | The Netherlands
Tel. +31 (0)30-69 76 749 | Fax +31 (0)30-69 55 188
info@vertex-dental.com | www.vertex-dental.com



DENTAL TOTAL

DENTAL TOTAL, S.L.

Santo Domingo, 56 Local
28917 La Fortuna - LEGANES (MADRID)
Tel. + 34 91 6101601
info@dentaltotal.es | www.dentaltotal.es

